

# アジレントサンプル前処理製品 期間限定キャンペーン

## Bond Elut 固相抽出カラムとウェルプレート

サンプル前処理は、正確なクロマトグラフィーに不可欠です。サンプル前処理によってカラムの寿命が延び、分析のやり直しがなくなり、分離、検出、定量の品質を損なう可能性のある干渉が最小限に抑えられます。

- Bond Elut 固相抽出製品は、分析が困難なマトリックスから干渉を選択的に除去できます。
- 充填剤、カラムの幅広いラインナップの中から、お客様の分析に最適な製品をお選びいただけます。

順相系	逆相系	イオン交換系	その他	特殊用途	ポリマ系
Bond Elut AL-A	Bio Bond Elut	Bond Elut AccuCAT	Bond Elut Carbon	Bond Elut Atrazine	Bond Elut Plexa
Bond Elut AL-B	Bond Elut C1	Bond Elut CBA	Bond Elut Carbon/NH <sub>2</sub>	Bond Elut Certify	Bond Elut Plexa PAX
Bond Elut AL-N	Bond Elut C2	Bond Elut DEA	Bond Elut Carbon/PSA	Bond Elut Certify II	Bond Elut Plexa PCX
Bond Elut CN-U	Bond Elut C8	Bond Elut NH <sub>2</sub>	Bond Elut Cellulose	Bond Elut Mycotoxin	Bond Elut NEXUS
Bond Elut Diol (2OH)	Bond Elut C18	Bond Elut PRS		Bond Elut PCB	Bond Elut ENV
Bond Elut FL	Bond Elut C18 EWP	Bond Elut SAX/PSA		Bond Elut Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Bond Elut LMS
Bond Elut SI	Bond Elut C18 INT	Bond Elut PSA			Bond Elut PPL
	Bond Elut C18 LO	Bond Elut SAX			
	Bond Elut C18 OH	Bond Elut SCX			
	Bond Elut CH				
	Bond Elut CN-E				
	Bond Elut PBA				
	Bond Elut PH				



### キャンペーン内容

サンプル前処理製品をお買い上げいただけると、  
キャンペーン期間中何度でも定価より**20%OFF**でご提供いたします。

### キャンペーン期間 2020年10月1日から2020年12月29日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1758**とご連絡ください。

キャンペーン対象製品  
はこちら



<http://www.agilent.co.jp/chem/spe2020>

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111 [www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、  
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っていません。  
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに  
変更されることがあります。

 **Agilent**  
Trusted Answers

# Captiva EMR-Lipid

- ・ 長鎖構造を持つ脂質マトリクスを強力に除去する固相カラムです。
- ・ 生体試料や食品等脂質を含むサンプルからアセトニトリルで抽出した抽出液（20%以上の水を含むことが必要）を通過させるだけという、1ステップの簡単な操作で脂質の除去ができます。

キャンペーン対象製品

部品番号	品名	価格（円、税別）
5190-1002	Captiva EMR-Lipid, 1mL, 40mg, 100個	¥ 28,000→¥22,400
5190-1003	Captiva EMR-Lipid, 3mL, 300mg, 100個	¥ 37,000→¥29,600
5190-1004	Captiva EMR-Lipid, 6mL, 600mg, 50個	¥ 44,000→¥35,200
5190-1000	Captiva EMR-Lipid, 96ウェルプレート, 40mg, 1個	¥ 26,000→ ¥20,800
5190-1001	Captiva EMR-Lipid, 96ウェルプレート, 40mg, 5個	¥ 119,000→ ¥95,200

## <New> Bond Elut Lipid Extraction

- ・ 長鎖構造を持つ脂質だけを捕捉し、分離したうえで、カートリッジまたはウェルプレートから効率的に溶出させます。

キャンペーン対象製品

部品番号	品名	価格（円、税別）
5610-2041	Bond Elut Lipid Extraction, 1mL, 100個	¥ 44,000→¥35,200
5610-2042	Bond Elut Lipid Extraction, 96WP 1個	¥ 49,000→¥39,200

## Bond Elut QuEChERS（キャッチャーズ）


- ・ 残留農薬分析の前処理時間と溶媒使用量を劇的に削減
- ・ パッケージ済の抽出キット4種類、サンプルのタイプに合わせて構成された分散SPEキット16種類をご用意



ステップ1：抽出SPEキット（全4種類） \*CH: セラミックホモジナイザ付

部品番号	説明	数量	チューブサイズ	チューブ内容	価格（円、税別）
5982-5755	バッファあり QuEChERS 抽出チューブ、 AOAC メソッド 2007.01, 15g サンプル用	50	50 mL	6 g MgSO <sub>4</sub> , 1.5 g NaAcetate	¥22,000
5982-5755CH					→¥17,600
					¥25,000
					→¥20,000

ステップ2：分散SPEキット（全18種類） \*CH: セラミックホモジナイザ付

キット	数量とサイズ	AOAC 2007.01 メソッド	価格 (円、税別)	欧州メソッド EN 15662	価格 (円、税別)
		内容と 部品番号		内容と 部品番号	
 脂質と蠟質のある 果物と野菜用 極性を持つ有機酸、 一部の糖類、 脂質とステロールを 除去	100本 - 2 mL チューブ	50 mg PSA 50 mg C18EC		25 mg PSA 25 mg C18EC	
		150 mg MgSO <sub>4</sub> 5982-5122 5982-5122CH	¥17,000→¥13,600 ¥21,000→¥16,800	150 mg MgSO <sub>4</sub> 5982-5121 5982-5121CH	¥18,000→¥14,400 ¥21,000→¥16,800
	50本 - 15 mL チューブ	400 mg PSA 400 mg C18EC 1200 mg MgSO <sub>4</sub>		150 mg PSA 150 mg C18EC 900 mg MgSO <sub>4</sub>	
		5982-5158 5982-5158CH	¥16,000→¥12,800 ¥19,000→¥15,200	5982-5156 5982-5156CH	¥16,000→¥12,800 ¥19,000→¥15,200

アジレント・テクノロジー株式会社

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111 www.agilent.com/chem/jp



Trusted Answers