

株式会社 **カネカ**

株式会社カネカ
[メーカー略称: KNK]

抗体アフィニティ精製用カラム (少容量タイプ)

30%
OFF

KANEKA KanCap™ Handy Column

キャンペーン期間: ~2021年2月26日



Web ページ番号

81259




KanCap™ は、天然の Protein Aなどを改変し、抗体への親和性を高めたアフィニティ精製用レジン(担体)です。KanCap™ レジンを充填したアフィニティ精製用 Handy Column は、市販のアダプターを使って、お使いの FPLC システムやシリンジに接続可能です。

少容量精製用カラムとして 1 ml と 5 ml の 2 種類があります。

幅広い分子種に対応

高い結合能のレジン

少容量の精製に便利



■KANEKA KanCap™ Handy Column の仕様

カラム容量	1 ml	5 ml
カラム内径	7 ^D ×25 ^H mm	16 ^D ×25 ^H mm
カラム断面積	0.38 cm ²	2.01 cm ²
推奨流速	0.16~0.32 ml/min (25~50 cm/h)	0.84~1.68 ml/min (25~50 cm/h)
最大圧力	0.5 MPa	0.5 MPa

KANEKA KanCap™ Handy Column シリーズ	リガンド	特長	リガンドが結合する抗体の領域	対応するタンパク質のタイプ
KANEKA KanCap™ A	改変型 Protein A	・高いアルカリ耐性 ・マイルドな溶出 pH	・Fc 領域	・Fc 領域を有する抗体 ・Fc 融合タンパク質 ・モノクローナル抗体
KANEKA KanCap™ G	改変型 Protein G	・Fc 領域や Fc 融合タンパク質の精製にも使用可能 ・抗体フラグメントの精製が可能	・CH1 領域 ・Fc 領域	・Fab 断片 ・F(ab') ₂ 断片 ・完全長ヒト抗体
KANEKA KanCap™ L	改変型 Protein L	・より広い選択性 ・抗体フラグメントの精製が可能	・VL 領域	・κ 軽鎖を有する抗体 ・scFv, diabody, Fab, F(ab') ₂ 断片 ・完全長抗体

[メーカー: KNK]

タイプ	カラム容量	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
KANEKA KanCap™ Handy Column	1 ml	KPA02-P001	1 piece	22,000	15,400
		KPA02-P001-3P	3 pieces	57,000	39,900
		KPA02-P001-5P	5 pieces	83,000	58,100
KANEKA KanCap™ G Handy Column	1 ml	KPA02-P005	1 piece	67,000	46,900
		KPG01-P001	1 piece	20,000	14,000
		KPG01-P001-3P	3 pieces	52,000	36,400
KANEKA KanCap™ L Handy Column	1 ml	KPG01-P001-5P	5 pieces	83,000	58,100
		KPG01-P005	1 piece	67,000	46,900
		KPL01-P001	1 piece	20,000	14,000
KANEKA KanCap™ L Handy Column	1 ml	KPL01-P001-3P	3 pieces	57,000	39,900
		KPL01-P001-5P	5 pieces	83,000	58,100
		KPL01-P005	1 piece	67,000	46,900

NOTE

※本紙に掲載されている価格は、2020年11月16日現在です。
 ※本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
 ※仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
 ※△印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。表示に従って安全対策を実施して下さい。

※#以下の英数字は、商品コードを示します。
 ※表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
 ※記載されている会社及び商品名は、(株)カネカの商標または登録商標です。
 ※ご注文の際は、【品名、メーカー (KNK)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

Twitter @Funakoshi_CoLtd

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

https://www.funakoshi.co.jp/ e-mail: info@funakoshi.co.jp

機器に関する技術的なお問い合わせ

TEL 03-5684-1619 FAX 03-5684-5643 e-mail: kiki@funakoshi.co.jp

デモ・在庫・納期などについて

TEL 03-5684-1615 FAX 03-5684-1634 e-mail: sales@funakoshi.co.jp

試薬に関して

TEL 03-5684-1620 FAX 03-5684-1775 e-mail: reagent@funakoshi.co.jp



KNK-7007 (2020.11)