

富士フイルムワコーシバヤギ(株)

# アルブミンELISAキット お試しキャンペーン



レビス®アルブミンELISAキットを初めてご購入いただくお客様にお試し価格にてご提供させていただきます。  
是非この機会にお試しください。

2020年11月30日～2021年1月29日 まで

近年、糖尿病性腎症の研究において尿中微量アルブミンの測定を実施するケースが増えています。その他、慢性腎臓病（CKD）、ループス腎炎、高血圧や心腎連関の関連から心血管疾患研究などでも利用されています。アルブミンELISAは高感度、特異的に測定できます。

**50%  
OFF**

## 特長

- ✓ **短時間**（全反応時間：約2時間20分）で測定可能
- ✓ **微量な検体**（標準操作法は5 $\mu$ L）で測定可能
- ✓ **多くの使用論文**

- **測定範囲**：50～1,000ng/mL
- **測定時間**：2時間20分
- **測定検体**：マウス・ラット 血清、血漿、尿
- **検体量**：5 $\mu$ L

## キット構成

- ・ 抗体固相化 96 ウェルプレート
- ・ アルブミン標準溶液（マウス、ラット）（10  $\mu$ g/mL）
- ・ 反応停止液（1M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>）※取扱注意
- ・ ペルオキシダーゼ標識抗体
- ・ 発色液（TMB）
- ・ 緩衝液
- ・ 濃縮洗浄液（10 $\times$ ）

**LBIS**

## 対象製品

品名	コードNo.	規格/メーカー	容 量	希望納入 価格(円)	キャンペーン 価格(円)
レビス® アルブミン-マウス	634-04301	富士フイルムワコー シバヤギ	96回用	55,000	<b>27,500</b>
レビス® アルブミン-ラット	631-04311	富士フイルムワコー シバヤギ	96回用	55,000	<b>27,500</b>

## お申込方法

お申込用紙に  
必要事項を記入



弊社代理店 もしくは  
弊社営業担当者へ

## お申込フォーマット

お名前

ご所属

( 企業名 / 大学名 )

( 部署名 / 学部・学科名 )

ご連絡先

( TEL )

( FAX )

( E-mail )

代理店

ご希望製品

レビス® アルブミン-マウス

レビス® アルブミン-ラット

※お客様の個人情報は、当社並びに当社の代理店・取扱いメーカーからの事務連絡に使用させていただきます。また、当社より各種ご案内(カタログ類、刊行物、展示会、セミナー、アンケート等)をさせて頂く場合があります。

各種ご案内が不要の方は、チェックを入れて下さい

### キャンペーンに関する注意事項

- 対象製品をはじめてご購入いただくお客様に限ります。
- 期間中のお申込は、1研究室、各1キットのみとさせていただきます。

- 掲載の製品は研究用試薬です。研究用試薬以外の目的には使用しないでください。
- 本キャンペーンは富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。
- 希望納入価格、キャンペーン価格に消費税は含まれておりません。
- 当製品は冷暗所に保存の上、有効期限までにご使用ください。
- ご使用前に説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

[製造・発売元] 富士フイルムワコーシバヤギ株式会社

〒377-0007 群馬県渋川市石原1062番地1  
TEL.0279-25-0279 FAX.0279-23-0313  
〈URL〉 <http://www.shibayagi.co.jp>  
〈E-mail〉 [wksb-info@fujifilm.com](mailto:wksb-info@fujifilm.com)

お問い合わせは

[販売元] 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社〒540-8605大阪府中央区道修町三丁目1番地2号  
〈URL〉 <https://labchem.wako-chem.co.jp>  
フリーダイヤル0120-052-099