

ポンプ洗ってますか??

じつは、使用しているうちにポンプの内部は“**汚れ**”がたまっています。

ビューヒのポンプなら

1 窓付きで“汚れ”が見える

2 洗いがとっても簡単

- わずか5分の洗浄で真空度が回復します。
- 必要なものは洗浄溶媒のみ。



V-300

品番:11V300000



V-600

品番:11V600000

キャンペーン価格
¥240,000

標準価格 ¥370,000

キャンペーン価格
¥430,000

標準価格 ¥660,000

【ポンプ洗浄方法】



真空を引かなくなったら窓から内部の汚れを確認



洗浄



タオルなどをポンプ出口に当てて汚れの確認



タオルに汚れが付かなくなったら洗浄完了 真空度回復!!

動画を
ご覧ください!




さらに! 電磁弁を使用しない、絶妙な真空コントロール

インターフェースセット (V-300/V-600シリーズのみ) [裏面をご覧ください](#)


インターフェースによるスピードコントロールの利点

ロータリーエバポレーターや真空下での反応において、サンプルに優しい真空制御を提供します。

△ 電磁バルブによる制御



● インターフェースによるスピードコントロール



おすすめ用途

① アスピレーター代わりに



② 吸引濾過に



③ デシケーターや真空乾燥機の真空源に



④ 油回転ポンプの代わりに



上記の用途では「ポンプは引けば良い」と思われる方も多いため、ところが、どんな用途でもインターフェースを使って真空制御をすると、さまざまなメリットがあります。ご興味のある方は、お問合せください。

真空ポンプシステム 【スピードコントロール対応モデル】

高真空ダイヤフラムポンプ V-300シリーズ

排気量:1.8m³/h 真空到達度:5hPa(±2hPa)

DMF, DMSOなどの
高沸点溶媒の蒸留に!

“さらに”高真空の V-600シリーズ

排気量:3.1m³/h 真空到達度:1.5hPa(±1hPa)

インターフェースセット

インターフェースを搭載。

真空度の設定をどのように決められていますか? 経験や勘でなんとなく決めていませんか?

- より良い条件で運転するため、インターフェースに相談機能あり(溶媒データベース)
- (Proモデル)SOPの登録やチャートによる蒸留条件の確認が可能
- (Proモデル)微量分析や分取後の溶媒除去等のルーティン作業、プロセス検討や難しいサンプルの蒸留に最適!



キャンペーン価格
¥400,000

標準価格 ¥620,000

V-302

品番:11V300200



キャンペーン価格
¥500,000

標準価格 ¥770,000

V-302Pro

品番:11V300300



キャンペーン価格
¥600,000

標準価格 ¥890,000

V-602

品番:11V600200



キャンペーン価格
¥700,000

標準価格 ¥1,040,000

V-602Pro

品番:11V600300

インターフェース+ 溶媒回収セット

ポンプの出口に二次コンデンサーを搭載。

- 不適切な蒸留パラメーターで運転すると溶媒を吸い込んでしまう可能性あり
- 溶媒を大気に暴露させないで回収
- 運転パラメーターは、インターフェースに相談しながら設定可能
- ビュッヒオリジナルの溶媒データベースを搭載!



キャンペーン価格
¥480,000

標準価格 ¥740,000

V-303

品番:11V300210



キャンペーン価格
¥580,000

標準価格 ¥890,000

V-303Pro

品番:11V300310



キャンペーン価格
¥680,000

標準価格 ¥1,020,000

V-603

品番:11V600210



キャンペーン価格
¥780,000

標準価格 ¥1,170,000

V-603Pro

品番:11V600310

“お求め安いお値段”の、ダイヤフラム真空ポンプV-100シリーズも **キャンペーン実施中!**



V-100

品番:11V100000

- 排気量1.5m³/h
- 到達真空度**10**hPa
- 低振動でとても静か
- 分解せずに内部洗浄可能
- 高い耐溶媒性溶媒がポンプ内部に混入しても問題なし

キャンペーン価格
¥149,000

標準価格 ¥260,000

キャンペーンの詳細
はこちらからご覧
いただけます。



Quality in your hands

日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251
エリア担当者在: 九州エリア/中部エリア

nihon@buchi.com | www.buchi.com/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2020年12月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

