

Roche

リアルタイム PCR 試薬  
キャンペーン

キャンペーン期間 2020年11月16日(月)～2021年3月12日(金)

ロシュブランドのリアルタイム PCR 試薬が  
期間限定 希望販売価格を最大40%OFF!多くの装置でご使用いただけるユニバーサルマスターミックスをはじめ、RNA 抽出キット、  
cDNA 合成キットなどをお得にお求めいただけるチャンスです。

## ワークフローと主な対象製品

対象製品リストは裏面をご覧ください

## RNA 抽出

- ハイピュア (High Pure™) RNA 抽出キット組織用
- RNase 阻害剤

## cDNA 合成

- トランスクリプター
  - ・ ハイフィデリティ cDNA 合成キット
  - ・ ユニバーサル cDNA マスター
  - ・ リバーストランスクリプターゼ


## リアルタイム PCR

## SYBR Green 法

- ファストスタートユニバーサル SYBR® Green マスター (ROX 入り or ROX 不含)

## プローブ法

- ファストスタートユニバーサル プローブマスター (ROX 入り or ROX 不含)

お得な  
チャンス

※ ROX 入りのマスターミックスは、ROX 色素によるシグナル補正が必要なリアルタイム PCR 装置に適しています。

## ● 2 ステップ リアルタイム PCR

※ ロシユの装置 (LightCycler® シリーズ) ではご使用になれませんのでご注意ください。

製品名	検出方法	ROX Dye	説明・製品構成	容量・回数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
ファストスタートユニバーサル SYBR Green マスター / ROX	SYBR Green 法	○*1	FastStart™ Taq DNA ポリメラーゼ、反応バッファー、ヌクレオチド (dATP、dCTP、dGTP、dUTP)、SYBR Green I および ROX 色素を含む、2 倍濃縮のマスターミックスです	200 回分 (50 µL 反応系)	4913850001	¥40,100	¥28,070
				2,000 回分 (50 µL 反応系)	4913914001	¥346,000	¥207,600
ファストスタートユニバーサル SYBR Green マスター	SYBR Green 法	- *2	2 倍濃縮のマスターミックスで、FastStart Taq DNA ポリメラーゼ、反応バッファー、ヌクレオチド (dATP、dCTP、dGTP、dUTP)、および SYBR Green I を含んでいます	500 回分 (20 µL 反応系)	4673484001	¥40,100	¥28,070
				5,000 回分 (20 µL 反応系)	4673492001	¥356,000	¥249,200
ファストスタートユニバーサルプローブマスター / ROX	プローブ法	○*1	FastStart Taq DNA ポリメラーゼ、反応バッファー、ヌクレオチド (dATP、dCTP、dGTP、dUTP) および ROX 色素を含む、2 倍濃縮のマスターミックスです	250 回分 (20 µL 反応系)	4913949001	¥21,800	¥15,260
				1,250 回分 (20 µL 反応系)	4913957001	¥101,000	¥65,650
				5,000 回分 (20 µL 反応系)	4914058001	¥346,000	¥207,600
ファストスタート TaqMan® プローブマスター	プローブ法	- *2	FastStart Taq DNA ポリメラーゼ、反応バッファーおよびヌクレオチド (dATP、dCTP、dGTP、dUTP) を含む 2 倍濃縮のマスターミックスです	100 回分 (50 µL 反応系)	4673409001	¥21,800	¥15,260
				500 回分 (50 µL 反応系)	4673417001	¥101,000	¥70,700
				2,000 回分 (50 µL 反応系)	4673433001	¥356,000	¥249,200

\*1 ROX 補正が必要な装置 : ABI 7500, ABI 7900 HT, StepOne Plus™, ViiA™ 7 など

\*2 ROX 補正が不要な装置 : Bio-Rad CFX96 Touch, RotorGene® Q など

## ● RNA 抽出

製品名	説明・製品構成	容量・回数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
ハイピュア (High Pure) RNA 抽出キット	動物組織サンプル用	50 回分	12033674001	¥35,700	¥24,990
RNase 阻害剤 Protector	RNA サンプルの分解抑制	2,000 U	3335399001	¥34,400	¥24,080
		5 x 2,000 U	3335402001	¥165,000	¥99,000

## ● cDNA 合成

製品名	説明・製品構成	容量・回数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
トランスクリプターユニバーサル cDNA マスター	逆転写 (一本鎖 cDNA 合成) Transcriptor Universal Reverse Transcriptase (20 倍濃縮) と反応バッファー (5 倍濃縮) のセット	100 回分	5893151001	¥72,400	¥43,440
トランスクリプターリバーストランスクリプターゼ	逆転写 (一本鎖 cDNA 合成) トランスクリプターリバーストランスクリプターゼ溶液	250 U	3531317001	¥17,900	¥12,530
		500 U	3531295001	¥30,100	¥21,070
		2,000 U	3531287001	¥112,000	¥78,400
トランスクリプターハイフィデリティ cDNA 合成キット	逆転写 (一本鎖 cDNA 合成) 一本鎖 cDNA 合成反応に必要なすべての試薬が揃っています	50 回分	5081955001	¥51,200	¥35,840
		100 回分	5091284001	¥83,500	¥58,450
		200 回分	5081963001	¥145,000	¥101,500



本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格 (税別) です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2020年11月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2020 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

## シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら [www.sigmaaldrich.com/japan](http://www.sigmaaldrich.com/japan)

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ  
E-mail: [jpts@merckgroup.com](mailto:jpts@merckgroup.com) Tel: 03-6756-8245

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ  
E-mail: [sialjpcs@merckgroup.com](mailto:sialjpcs@merckgroup.com) Tel: 03-6756-8275 Fax: 03-6756-8301

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

RBM204-2011-20K-H